

## SPIROMETRE ELECTRONIQUE

Réf.: SP10BT

**CONTEC™**

**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC



### Caractéristiques:

#### **Caractéristiques :**

- Fonction d'enregistrement des prises de mesures (FVC, FEV1 & PEF)
- Fonction de calibrage de l'appareil
- Fonction d'arrêt automatique après une minute sans utilisation

- Transmission des données d'analyses par Bluetooth

- Intervalle du volume : 0- 10L

- Précision du volume : ( $\pm$  3%)

- Intervalle du flux : 0 L/s - 16 L/s

- Précision du flux : ( $\pm$  5%)

Alimentation : DC 3.7 V 820mAh / Batterie en Lithium rechargeable

#### **Accessoires fournis :**

- Manuel d'utilisation
- Câble de transfert de données USB / Chargeur
- CD d'installation avec logiciel de lecture de données
- Embout buccal
- Un clip pour nez (optionnel)