

STETHOSCOPE DIGITAL

Réf.: CMS-M



CONTEC™

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC

Caractéristiques:

- Portable, compact et facile d'utilisation
- Affichage en temps réel de la SPO2 et du rythme cardiaque
- Capteur SPO2 changeable pour les différents types de patients (Néonatal, enfant & adulte)
- Système d'alarme pour SPO2 et rythme cardiaque
- Alimentation : 3.6 V DC ~ 4.2 V DC / Batterie en lithium rechargeable
- Affichage : Ecran LCD 2.7"
- Dimensions : 87 x 63 x 19mm
- Mesures du Rythme Cardiaque :
 - Intervalle de prise de mesure : 30Bpm- 300Bpm
 - Précision : (\pm 2Bpm)
- Mesures de la SPO2 :
 - Intervalle de mesure : 0%-100%

- Précision : 70%-100% ($\pm 2\%$)

Accessoires fournis :

- Capteur SPO2 Adulte
- Câble USB / Chargeur