

## STETHOSCOPE DIGITAL

Réf.: CMS-M



**CONTEC™**

**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC

### Caractéristiques:

- Portable, compact et facile d'utilisation
- Affichage en temps réel de la SPO2 et du rythme cardiaque
- Capteur SPO2 changeable pour les différents types de patients (Néonatal, enfant & adulte)
- Système d'alarme pour SPO2 et rythme cardiaque
- Alimentation : 3.6 V DC ~ 4.2 V DC / Batterie en lithium rechargeable
- Affichage : Ecran LCD 2.7"
- Dimensions : 87 x 63 x 19mm
- Mesures du Rythme Cardiaque :
  - Intervalle de prise de mesure : 30Bpm- 300Bpm
  - Précision : ( $\pm$  2Bpm)
- Mesures de la SPO2 :
  - Intervalle de mesure : 0%-100%

- Précision : 70%-100% ( $\pm 2\%$ )

**Accessoires fournis :**

- Capteur SPO2 Adulte
- Câble USB / Chargeur