

TABLE A MANGER EN ABS V.A GAZ 1 PLATEAU

Réf.: JD-PE08

K 凯瑞杰德®
KAIRUIJIEDE

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

- Un plateau en ABS, couleur blanche
- Colonne en Epoxy avec cache en plastique blanc
- 4 roulettes de 6 cm, dont 2 avec freins
- Réglable en hauteur par vérin à gaz
- Dimensions: 820 x 450 x 790-1000 mm