

TABLE D'ACCOUCHEMENT ELECTRIQUE REGNA +

Réf.: 99B-1ET

Shanghai
SUMBOW

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

- Table universelle pour consultations gynécologiques, accouchements et opérations obstétricales
- Flexion et inclinaison proclives et déclives par système électrique (télécommande)
- Structure en acier inoxydable
- Sellerie en simili cuir garnie de mousse
- Alimentation : AC220+ -10%, 50Hz+ -1Hz

Accessoires fournis:

- 2 Reposes épaules + 1 Ecran Anesthésique
- 1 Potence à 2 crochets + 02 étriers.

- 2 Reposes Bras avec vérin d'orientation + 2 Poignets + 1 Bassin

Dimensions: 1900 x 600 x 680-930 mm