

TABLE CHAUFFANTE SUR ROULETTES

Réf.: ECOSY930



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Chauffage infrarouge 500W avec servocontrôle cutané
- 3 modes : Préchauffage, Manuel, Bébé
- Plage de température : 34.5°C à 37.5°C
- Affichage simultané : température réglée + température cutanée
- Écran tactile 10.4"
- Alarmes : coupure de courant, défaut capteur, écart de température
- Inclinaison du lit en Trendelenburg $\pm 13^\circ$
- Tête chauffante orientable
- Timer APGAR / CPR
- Tiroir de rangement intégré
- Potence à sérum
- Sorties auxiliaires x2

Accessoires fournis :

- 2 sondes cutanées (1 jaune + 1 blanche)
- Cordon secteur + câble de terre
- Manuel utilisateur

Modules disponibles en option :

- Spo? (saturation oxygène)
- Cassette radiologique (compatible RX)
- Matelas gel
- Photothérapie LED
- Balance bébé intégrée et Réglage hauteur électrique – à commander avant fabrication
- Module de réanimation complet (insufflation + aspiration + masques)
- 10 sondes cutanées supplémentaires