

## TABLE DE CHEVET

Réf.: SKS-025

**SAIKANG** Medical

**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC



### Caractéristiques:

- Table de chevet en résine phénolique
- La structure de la table, incluant les trois parois latérales, est en acier. Le plateau, le tiroir et la porte sont fabriqués en panneau compact en résine phénolique
- Dimensions extérieures (LxlxH) 475x480x810 mm
- 1 Tiroir
- 1 Armoire
- 1 espace ouvert de stockage au milieu.
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Cadre à 4 colonnes en alliage d'aluminium, stable et solide.