


## TABLE ELECTRIQUE NORMA 2

Réf.: X26

**SAIKANG** / Medical

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

#### **Table d'Examen électrique à 2 sections**

- Moteur électrique : RUNDA (1 pc)
- Structure en Epoxy
- Sellerie garnie en mousse, recouverte en cuir noir d'une épaisseur de 6 cm
- Hauteur réglable par télécommande
- Relève buste réglable par crémaillère
- Ouverture faciale
- Support pour draps d'examen

- Barre-pédale : Freins pour fixation de la table
- Coussin : 280 x 370 x 50mm
- Alimentation : AC100-240V, 50/60Hz
- Dimensions : 1840 x 680 x (500-840)mm