

## TABLE ELECTRIQUE ROBIN 2

Réf.: EL-02CC

**CONFY**CARE

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

#### **TABLE D'EXAMEN ELECTRIQUE A 02 SECTIONS**

- Moteur électrique TIMOTION avec amortisseur (1 pc)
- Châssis robuste en Epoxy stable sur 4 appuis fixes
- Sellerie capitonnée en mousse de 5 cm et recouverte de cuir noir
- Ouverture faciale
- Freins bilatéraux pour fixation de la table (4 pcs)
- Roues de 7.5 cm de diamètre rétractables assurant stabilité de la table (4 pcs)
- Barre-pédale de pied pour réglage de la hauteur
- Positionnement horizontal de la table pour patients en urgence
- Relève buste manuel par vérin à gaz

- Accessibilité optimale du praticien des différents angles de la table pour toute thérapie
- Dimensions (table ouverte): 1950 x 660 x 460-900mm

Certificats: CE, FDA, ISO9001-2008, ISO13485-2007.