

TABLE ELECTRIQUE ROBIN 3

Réf.: EL-03CC

CONFY CARE

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

TABLE D'EXAMEN ELECTRIQUE A 3 SECTIONS

- Moteur électrique TIMOTION avec amortisseur (1 pc)
- Châssis robuste en Epoxy stable sur 4 appuis fixes
- Sellerie capitonnée en mousse de 5 cm et recouverte de cuir noir
- Freins bilatéraux pour fixation de la table (4 pcs)
- Roues de 7.5 cm de diamètre rétractables assurant stabilité de la table (4 pcs)
- Ouverture creuse sur la 3ème section
- Barre-pédale de pied pour réglage hauteur
- Positionnement horizontal de la table pour patients en urgence

- Relève buste manuel par vérin à gaz
- Accessibilité optimale du praticien des différents angles de la table pour toute thérapie

- Angle de rotation du relève-buste : -45° à +40°
- Angle du dossier : 0° à +80°
- Hauteur réglable : 450 - 900 mm
- Dimensions:1950 x 660 x 450 x 900 mm

Certificats: CE, FDA, ISO9001-2008, ISO13485-2007.