

TABLE D'EXAMEN GYNECO EN INOX

Réf.: JDMA02



**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

- Sellerie garnie de mousse et simili Cuir rose, épaisseur de 7 cm
- Châssis en tube carré en Inox
- Cadre en acier inoxydable
- Réglage du relèvement buste par crémaillère sur 4 positions
- Accessoires standards :
 - Cuvette amovible en inox (1pc).
 - Poignets de maintien en métal (2pcs).
 - Paire d'étriers.
- Positions :
 - Relèvement buste
 - Relèvement jambe

- Dimensions : 1710 x 600 x 820 mm