

TABLE D'EXAMEN GYNECO EN INOX GYNECAS

Réf.: A045-7

SAIKANG / Medical

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

- Sellerie garnie de mousse et simili Cuir noir, épaisseur de 9cm
- Châssis en tube carré en Inox
- Cadre en acier inoxydable
- Réglage du relève buste par crémaillère sur 10 positions
- Accessoires standards :
 - Cuvette amovible en inox (1pcs).
 - Poignets de maintien (2pcs).
 - Jambières (2pcs).
 - Paire d'étriers.
- Positions :

- Relève buste : 0-55° ($\pm 10^\circ$)
- Relève jambe : 0-85° ($\pm 10^\circ$)

- Dimensions : 1820 x 650 x 800 mm