

## TABLE D'EXAMEN GYNECO EN INOX

Réf.: JDMA04



**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC



### Caractéristiques:

- Ossature démontable
- Sellerie garnie de mousse et simili Cuir noir, épaisseur de 6cm
- Châssis en tube carré en Inox
- Cadre en acier inoxydable
- Accessoires standards :
  - Cuvette amovible (1pcs).
  - Poignets de maintien (2pcs).
  - Paire d'étriers.
  - Reposes épaules
- Positions :
  - Relève buste réglable
  - Relève jambe réglable

- Dimensions : 1870 x 590 x 830 mm
- Dimensions matelas : 1800 x 900 mm