

TABLE GYNECO ELECTRIQUE OPTIMAL

Réf.: EL-3601



CONFYCARE

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

Table Gynécologique-Obstétricale Electrique à 2 moteurs électriques à pédales - Moteurs TIMOTION

- Châssis robuste renforcé en Epoxy
- Sellerie capitonnée en mousse de 5 cm recouverte de cuir
- Roues arrières rétractables assurant stabilité de la table (2 pcs)
- Roues de devant de 5 cm avec freins (2 pcs)
- Poignets d'appui rabattables (2 pcs)
- Positionnement horizontal de la table
- Levier de contrôle à double pédales électriques pour contrôle de la hauteur et du Trendelenburg

- Relève buste manuel par verin à gaz sur côtés
- Alimentation : AC220+ -10%, 50Hz+ -1Hz
- Dimensions : 1850 x 600 x 600-1030 mm

Accessoires fournis:

- Poignets d'appui (2pcs)
- Baquet en Inox (1pc)
- Etriers / Supports de jambes (2pcs)

Certificats: CE, FDA, ISO9001-2008, ISO13485-2007.