

## TABLE OPÉRATION ELECTRIQUE ASTRA-E SK

Réf.: A100-4

**SAIKANG** / Medical

**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC



### Caractéristiques:

La table d'opération **A100-4** est adaptée aux différents types d'opérations chirurgicales : chirurgie thoracique, abdomen, périnée, membres inférieurs, gynécologie, urologie, ORL, ainsi que neurochirurgie.

Toutes les fonctions sont contrôlées à l'aide d'une télécommande et peuvent être verrouillées.

Toutes les sections disposent d'une cassette à rayon X pour examen radiologique.

La table d'opération est équipée de batterie intégrée haute performance afin de garantir le

fonctionnement jusqu'à 80 opérations.

### **Dimensions :**

- Longueur du plateau de la table: 2070mm
- Largeur du plateau de la table : 550mm
- Hauteur minimale : 700mm
- Hauteur maximale : 1000mm
- Epaisseur Matelas : 70mm
- autonomie de batterie : **du 30 aux 50 opérations par fonction**

### **Mouvements :**

- Trendelenburg /Trendelenburg inversé : 25°/25°
- Inclinaison latérale : 15°/15°

### **Réglage des sections :**

- Repose tête réglable : 45° /90°
- Dossier réglable : 75° / 20°
- Section jambe réglable : 15°/ 90°
- Rotation Section jambe : 90°
- Section Lombaire relevable: 120 mm
- Translation longitudinale : 300 mm
- Alimentation secteur :

- Tension d'alimentation 220V±22V
- Fréquence 50Hz±1Hz
- Puissance d'entrée 600VA

### **Accessoires fournis :**

- Accoudoirs (2pcs)
- Support d'épaule (2pcs)
- Support Jambe (2pcs)
- Etriers (2pcs)
- Arceau d'anesthésie (1pc)
- Télécommande (1pc)