

## TABLE D'OPERATION MECANIQUE OPERA-M SK

Réf.: A3008A-1

**SAIKANG** / Medical

**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC



### Caractéristiques:

La table d'opération **A3008A-1** est adaptée aux différents types d'opérations chirurgicales. Le couvercle de châssis de la table est en acier inoxydable.

#### **Accessoires standards :**

- Support d'épaule (2pcs).
- Support hanche (2pcs).
- Appui-Bras (2pcs).
- Appui-jambes (2pcs).
- Repose pieds(2pcs).
- Arceau d'anesthésie.
- Sangles.

**Dimensions :**

- Longueur : 2050  $\pm$ 50mm.
- Largeur : 480  $\pm$ 20 mm.
- Hauteur réglable : (750-950)  $\pm$ 50mm.

**Positions :**

- Dossier réglable : 75°/ 5°.
- Trendelenburg : 20°.
- Trendelenburg inversé : 20°.
- Repose tête réglable : 30°/90°.
- Section lombaire relevable : 0-100 mm.