

TABLE D'OPERATION MECANIQUE OPERA-M SK

Réf.: A205

SAIKANG / Medical

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

La table d'opération est conçue pour s'adapter à divers types d'opérations chirurgicales
Le couvercle de châssis de la table est en acier inoxydable.

Accessoires standards :

- Support d'épaule (2pcs).
- Support hanche (2pcs).
- Appui-Bras (2pcs).
- Appui-jambes (2pcs).
- Repose pieds(2pcs).
- Arceau d'anesthésie.
- Sangles.

Dimensions :

- Longueur : 2050 \pm 50mm.
- Largeur : 480 \pm 20 mm.
- Hauteur réglable : (840-1110) \pm 50mm.

Positions :

- Dossier réglable : 75°/ 5°.
- Inclinaison latérale
- Trendelenburg : 20°.
- Trendelenburg inversé : 20°.
- Repose tête réglable : 30°/90°.
- Section lombaire relevable : 0-100 mm.
- Freins centralisé
- Plateau RX