

## TABLE D'OPERATION MECANIQUE OPERA-M

Réf.: 3008-AB

Shanghai  
SUMBOW

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

**Chirurgie Générale, Cardiovasculaire, Orthopédie, Gynécologie, Neurologie et autres chirurgies.**

- Système mécanique assurant une performance infaillible et des mouvements stable
- Réglage de la hauteur Hydropneumatique à pédale avec freinage centralisé.
- Réglage mécaniques :
- Inclinaison de la section dorsale
- Mouvement proclive, déclive et inclinaison latérale.
- Sur-matelas en mousse HR ; épaisseur 4.5cm
- Repose-tête inclinable, réglable d'une seule main

- Largeur du plateau opératoire : 500mm
- Réglage du pont rénal sur côté latéral à 120 mm
- Plateaux de jambes (avec option d'extension) (2pcs)
- Plateaux de bras (2pcs)
- Jambières réglables et rotatives à 90 ° revêtues en cuir et repose pieds
- Plateau translucide anti rayon X
- Arceau d'Anesthésie
- Etriers (2pcs)
- Cale côtes et hanche réglables (4pcs)
- Dimensions : 2100 x 500 x 750-950 mm