



TABLIER ANTI-X A 2 FACES Pb 0.50MM

Réf.: PC-04



Nous consulterDhs Brut TTC

Caractéristiques:

• Equivalence de plomb:

- Devant : 0,50mmPb - Arrière : 0,25mmPb

- Exposition à un rayonnement d'énergie de 100KV
- Protection avant intégrale et du dos
- Fermeture par: Sangles, boucles et scratch
- Couleur : Noir
- Unisexe
- Taille universelle (L)
- Dimensions :100x60cm

Certifications: ISO9001 CE