

## TABLIER ANTI-X A 2 FACES Pb 0.50MM

Réf.: PC-04



**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC

### Caractéristiques:

- **Equivalence de plomb:**
  - Devant : 0,50mmPb
  - Arrière : 0,25mmPb
- Exposition à un rayonnement d'énergie de 100KV
- **Protection avant intégrale et du dos**
- **Fermeture par: Sangles, boucles et scratch**
- Couleur : Noir
- Unisexe
- Taille universelle (L)
- Dimensions :100x60cm

Certifications : ISO9001 CE