

## TABLIER ANTI-X A 1 FACE Pb 0.35MM

Réf.: XR-1X35



Shanghai  
SUMBOW

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC

### Caractéristiques:

- Equivalence plomb de: 0,35mm Pb
- **Protection avant intégrale**
- **Large bandes croisées fermées par Velcro**
- Fermeture en brassière croisée derrière
- Sans manches
- Couleur : Bleu
- Unisexe
- Taille universelle
- Dimensions :90x58cm
- Poids : 3.2kg