

TABLIER ANTI-X A 1 FACE Pb 0.50MM

Réf.: XR-2X50



Shanghai
SUMBOW

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Equivalence de plomb : 0,50mm Pb
- Protection avant intégrale
- Larges bandes croisées fermées par Velcro
- Fermeture en brassière croisée derrière
- Sans manches
- Couleur : Bleu
- Unisexe
- Taille universelle
- Dimensions : 90x58cm
- Poids : 4.6kg