

TABOURET ROULANT A DOSSIER - VERIN A GAZ

Réf.: JD-ZC08



**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

- Tabouret Roulant Avec Dossier
- Assise de 36 cm en mousse extensible, recouverte en Cuir bleu ; Épaisseur : 5cm
- Dossier à design ergonomique avec accoudoir unilatéral en mousse injectée
- Réglage en hauteur à vérin à gaz de 480 à 620 mm
- Piètement en Chromé à 5 roues
- Dimensions 350x580x720-830mm