

## TENSIOMETRE ARTERY MANO-FIXE ADULTE

Réf.: BK2008



**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

- Plage de mesure : 0 - 300 mmHg
- Précision :  $\pm 3$  mmHg
- Graduation : 2 mmHg
- Brassard nylon avec manomètre intégré
- Poire et vessie en PVC
- Livré dans une trousse à fermeture éclair

### Accessoires fournis :

- Brassard adulte avec manomètre
- Poire + valve

- Trousse de rangement