

TENSIOMETRE DIGITAL BRASSARD SEMI AUTOMATIQUE

Réf.: LD-1-SA



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

- Affichage : - Pression systolique.
- Pression diastolique.
- Rythme cardiaque.
- Moyenne des trois dernières mesures.
- Indicateur de pile déchargée.
- Méthode de mesure : oscillométrique, à inflation et déflation rapide manuelle.
- Plage de mesure : - Pression artérielle : 40-260 mmHg
- Rythme cardiaque : 40-160 bts/min

- Précision de la mesure : Pression systolique et diastolique à ± 3 mmHg et fréquence cardiaque à $\pm 5\%$.
- Mémoire de mesures : 90 mémoires.
- Alimentation : 1.5 V (A pile AAA).
- Poids : 50g (Brassard et batterie non compris).
- Circonférence du brassard : de 22 à 32 cm.
- Kit complet : Tensiomètre semi-automatique, poire avec valve de dégonflage rapide, brassard de taille adulte.
- Trousse en simili cuir.