

TENSIOMETRE DIGITAL BRASSARD

Réf.: 08C

CONTEC™

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

- Ecran LED
- 199 groupes de mémoires
- Affichage de la moyenne des trois dernières mesures
- Fonction haut-parleur/notification vocale en anglais
- Indicateur de battement irrégulier du cœur.
- Méthode de mesure : Oscillométrie
- Mode de mesure : type bras supérieur

- Plage de mesure : 0 kPa(0 mmHg) ~ 39,6 kPa(297 mmHg) Résolution : 0,133 kPa(1 mmHg)
- Précision : $\pm 0,4$ kPa (± 3 mmHg)
- Plage de mesure PR : 40 bpm ~ 240 bpm
- Gonflage : gonflage automatique par pompe à force
- Dégonflage : dégonflage automatique en plusieurs étapes
- Deux modes d'affichage: mm, Hg/kPa
- A Piles AA - Adaptateur : 220V
- Brassard Adulte
- Arrêt automatique
- Dimensions: 11x13cm