

THERMOMETRE INFRA-AURICULAIRE

Réf.: YHT-101

yuwell

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

Le thermomètre auriculaire permet de mesurer la température corporelle en introduisant l'embout de l'appareil dans le conduit auditif.

- Mesure de température par Infrarouge
- Affichage sur écran LCD : Affichage niveau de la batterie, unité de mesure.
- Temps de mesure : 2 secs. \pm 1 sec.
- Mémoire : 7 dernières mesures
- Plage de mesure : 34°C à 42.2°C
- Unités de mesure : Celsius/ Fahrenheit
- Alimentation : 2 piles