

THERMOMETRE INFRA-FRONTAL PISTOLET

Réf.: TP-500

CONTEC™

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

- Prise de mesure rapide et fiable sans contact ;
- Deux Modes : Body (corporel) et Object (température de la peau) ;
- Ecran LCD rétroéclairé - Fonction intelligente (sonore et lumineuse) de détection de température ;
- Unités de température : °C / °F ;
- Plage de mesure de la température : 32.0°C à 43.0°C (± 0.2°C) ;
- Temps de mesure < 1 seconde ;
- Signal d'avertissement en cas de fièvre et basse température ;
- Arrêt automatique, faible consommation d'énergie ;
- Mémoire : 30 dernières mesures de température ;
- Alimentation : 2 piles alcalines ;

- Langue : Anglais ;
- Poids : 130g