

## TOCGRAPHE DIGITAL CARDIO SURVEILLANCE FOETALE

Réf.: CMS800G

**CONTEC™**

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

Le cardiotocographe est un appareil permettant d'effectuer un monitoring, aussi appelé toco monitoring, de surveillance foetale.

Il offre la possibilité d'enregistrer le rythme cardiaque du fœtus.

Ce dispositif est utilisé en général pour surveiller la croissance du fœtus et l'intensité ainsi que la variation des contractions lorsque la date prévue de l'accouchement est proche.

Il permet également de surveiller la bonne santé du bébé pendant l'accouchement.

### **Caractéristiques :**

- Moniteur pour surveillance fœtale
- Nouveau design ergonomique, Possibilité de fixation murale
- Ecran couleur LCD 8.0" inclinable à 60°
- Surveillance en temps réel jusqu'à 24h continu

- Langue d'opération : Anglais
- Batterie en Lithium rechargeable pour assurer une autonomie de 2 heures en cas de panne de courant
- Stockage et impression des courbes de surveillances en continu durant 12 heures
- Les couleurs et les sons du moniteur notifient l'utilisateur du statut du rythme cardiaque fœtal
- Alimentation: 220V
- Dimensions : 310 x 250 x 90 mm

**Accessoires fournis :**

- Une sonde fœtale 3 en 1 (transducteur à ultrasons, transducteur TOCO, marqueur à distance)
- Manuel d'utilisation
- Deux ceintures abdominales
- Un câble de terre
- Deux ramettes de papiers
- Câble d'alimentation