

ASPIRATEUR ELECT. MOBILE YUWELL - 40 L / MIN

Réf.: 7A-23B

yuwell

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

Aspirateur chirurgical électrique mobile à pédale 40L/ min (heavy Duty)

- 2 Bouches d'aspiration en verre de 2.5 L (chacun) + pédale
- Fréquence de pompage : 40 L/min
- Alimentation : AC220V $\pm$ 22V, 50Hz $\pm$ 1Hz
- Pression négative max : > 90 kPa
- Niveau sonore : < 65 dB (A)
- Puissance d'entrée : 180 VA
- Poids NET: 19,5 kg
- Dimensions : 350 x 305 x 795mm
- Usage : Cliniques - Centres médicaux - Cabinets

Accessoires fournis :

- Canule d'aspiration en PVC
- Tuyau en silicone
- Filtres
- Fusibles
- Pédale