

TABLE D'EXAMEN GYNECO EN INOX AVEC BARRIERES

Réf.: A046

SAIKANG Medical

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

Table d'examen robuste offrant confort et fonctionnalités adaptées aux soins courants. Conçue pour les cabinets médicaux, cliniques et hôpitaux, elle garantit une utilisation sécurisée grâce à une capacité de charge allant jusqu'à 150 kg.

Caractéristiques techniques :

- - Dimensions literie (matelas compris) : 1830 x 625 x 800 mm (± 10 mm)
- - Réglage du dossier : 0 à $63,5^\circ$ ($\pm 5^\circ$)
- - Inclinaison Trendelenburg : 0 à 18° ($\pm 2^\circ$)
- - Inclinaison anti-Trendelenburg : 0 à 18° ($\pm 2^\circ$)
- - Poids brut : 47 kg
- - Dossier jambes rabattable et coulissant avec blocage à molette

- - 1 manivelle manuelle
- - Matelas 6 cm en similibucir
- - 1 paire de barrières de lit escamotables
- - 1 paire de supports pour jambes (étriers)
- - Potence IV en acier inoxydable avec 4 crochets
- - Bassin de rinçage en acier inoxydable, position réglable