

LIT HOPITAL MECANIQUE - 2 FONCTIONS NOUVEAU

Réf.: SKG-4C

SAIKANG Medical

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

- • Dimensions extérieures (L x l x H) : 2030 x 960 x 500 mm (± 10 mm) (Hauteur jusqu'à la surface du lit)
- • Dimensions de la plateforme : 1900 x 900 mm (± 10 mm)
- • Réglage du dossier : $0-75^{\circ} \pm 10^{\circ}$;
- • Réglage de la plaque pour les jambes : $0-35^{\circ} \pm 10^{\circ}$
- • Capacité de charge statique : 200 kg
- • Manivelle métallique : 2 pièces
- • Roulettes de 12.5 cm : 4 pièces
- • Barrière latérale en aluminium à 6 barres : 1 jeu
- • Tête et pied de lit amovibles en ABS : 2 pièces
- • Porte-carte de nom : 1 pièce
- • 4 supports pour potence à perfusion

- • Potence à perfusion : 1 pièce