

## ATTELLES GONFLABLES EN PVC TRANSPARENT JEU DE 6

Réf.: AS-03



**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

Complet et polyvalent : comprend 6 attelles :

#### Trois membres supérieurs

- Attelle main et poignet
- Attelle mi-bas
- Attelle bras complet

#### Trois membres inférieurs :

- Attelle Cheville et pieds
- Attelle Mi-jambe
- Attelle Jambe complète

Matériau transparent : permet une inspection visuelle continue de la blessure sans retirer l'attelle.

Compatibilité radiologique : translucide aux rayons X et compatible avec les scanners, permettant des examens sans retirer l'attelle.