

## BRANCARD PORTOIR TACTIQUE SOUPLE A 10 SANGLES

Réf.: SKB3A104

**SAIKANG** Medical

**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC



### Caractéristiques:

- Concept pour le transfert des patients d'un brancard à un lit ou inverse sans trop d'effort
- Peut être mis en place rapidement sous un thorax
- Permet aussi d'effectuer un massage cardiaque
- Léger pour la manutention
- Composé de 4 sections
- Dimensions :
  - Ouvert : 1800 x 650 mm
  - Plié : 440 x 280 x 50 mm
- Portée : 159 kg