

CATHETER VEINEUX CENTRAL 2 LUM. 5 FR - 20CM

Réf.: MMCVCBJ2-50-20

SAFECATH

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

CATHETER VEINEUX CENTRAL 2 LUM. 5 FR - 20 CM

Type : Cathéter veineux central à double lumière

Longueur : 20 cm – Calibre : 5F

Fil Guide : Nitinol

Stérilisation : Oxyde d'éthylène

Composition standard du kit :

- Cathéter TPU 5F radiopaque, extrémité souple bleue
- Fil Guide en Nitinol (ø 0.021", 60 cm)
- Aiguille d'introduction droite 18G
- Seringue bleue d'introduction
- Dilatateur compatible

- Capuchons héparines
- Clips de ligne
- Seringue stérile + aiguille 23G
- Pince de fixation + clip rigide
- Scalpel n°11