

CATHETER VEINEUX CENTRAL 2 LUM. 7FR - 20CM

Réf.: MMCVCBJ2-70-20

SAFECATH

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

CATHETER VEINEUX CENTRAL DOUBLE LUMIERES 7 FR - 20 CM

Longueur : 20 cm

Calibre : 7FR

Lumière proximale G18 et lumière distale G14

Fil Guide : Nitinol

Stérilisation : Oxyde d'éthylène

Composition standard du kit sous emballage unitaire stérile:

- Cathéter en polyuréthane radiopaque (TPU), extrémité souple atraumatique
- Fil Guide en Nitinol (ø 0.035", 60 cm) - extrémité courbe en J

Pousse Guide

- Aiguille d'introduction droite 18G - L 7 cm
- Seringue bleue d'introduction 5 CC - Cône Luer lock

- Dilatateur stérile
- Capuchons héparines
- Clips de ligne
- Seringue stérile + aiguille 23G
- Pince de fixation + clip rigide
- Scalpel n°11