

CATHETER VEINEUX CENTRAL TRIPLE LUMIERE 7FR - 20CM

Réf.: MMCVCBJ3-70-20

SAFECATH

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

CATHETER VEINEUX CENTRAL 3 LUM. 7 FR - 20 CM

Type : Cathéter veineux central à triple lumière

Longueur : 20 cm – Calibre : 7F

Fil Guide : Nitinol

Stérilisation : Oxyde d'éthylène

Composition standard du kit :

- Cathéter TPU 7F à 3 lumières, radio-opaque, extrémité souple
- Fil Guide en Nitinol (ø 0.035", 70 cm)
- Aiguille d'introduction droite 18G
- Seringue bleue d'introduction
- Dilatateur

- Capuchons héparines
- Clips de ligne
- Seringue stérile + aiguille
- Pince de fixation + clip rigide
- Scalpel n°11