

CHARIOT D'ANESTHESIE EN ABS

Réf.: SK-AT75077A2

SAIKANG Medical

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

- Dimensions du chariot : 750 × 475 × 950 ± 10 mm
- Principalement composé de plastique ABS technique, avec quatre colonnes en alliage d'aluminium pour la charge portante
- Poignées sur les deux côtés du plan de travail; la conception encastrée du plan empêche les objets de glisser, et le plan est recouvert de verre souple transparent
- Serrure de contrôle central
- 5 tiroirs étiquetés à compartiments: 2 petits, 2 moyens et 1 grand (selon besoin)
- Côté gauche du chariot: tablette auxiliaire escamotable, support pour désinfectant pour les mains, panier de rangement et boîte à documents
- Côté droit du chariot: récipient rotatif pour objets tranchants de 3L et seau à déchets à pédale bicolore
- Arrière du chariot: support d'anesthésie à double rangée avec 10 boîtes suspendues pour

médicaments et support en acier inoxydable
- Roulettes double face de 4 pouces, dont 2 avec freins