

CHARIOT ABS A PANSEMENTS 2 TIROIRS

Réf.: SK-CT75077C2

SAIKANG Medical

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

- **Dimensions du chariot** : 750 × 475 × 950 ±10 mm.
- **Structure principale** : composée principalement de plastique technique ABS, avec quatre colonnes en alliage d'aluminium pour le support de charge .
- **Plateau** : équipé de poignées des deux côtés ; la conception encastrée du plateau empêche les objets de glisser, et le plateau est recouvert d'un verre souple transparent ;
- **Deux niveaux de tiroirs** avec une hauteur de 120 ±5 mm. Les tiroirs sont équipés de **séparateurs 3 × 3** permettant une séparation libre, et des **porte-étiquettes transparents** sont fixés aux poignées des tiroirs ;
- **Côté gauche du chariot** : support pour désinfectant pour les mains et panier de rangement ;
- **Côté droit du chariot** : conteneur circulaire de **3 L pour objets tranchants** et **seau à**

déchets bicolore en ABS ;

- **Roues** : roulettes double face de **4 pouces**, dont **2 avec frein**.