

CHARIOT SOINS D'URGENCE ABS - PREMIUM

Réf.: SKR058-ET

SAIKANG Medical

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

SKR058-ET est un chariot d'urgence haut de gamme fabriqué en **ABS antibactérien** (robuste, lavable, non toxique). Il se distingue par sa structure stable, ses tiroirs en acier à soudures robotisées et ses **compartiments acryliques modulables** pour organiser les médicaments.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions du chariot : 790 × 600 × 1000/1100 ± 10 mm
- Dimensions du plan de travail : 600 × 530 ± 10 mm
- Le corps principal du chariot est porteur grâce à une structure en acier-aluminium
- Matériau du chariot : ABS et HDPE
- Serrure de contrôle central
- **5 tiroirs** répartis comme suit :

- **1er et 2^e tiroirs** : hauteur **80 ± 5 mm** chacun.
- **3^e et 4^e tiroirs** : hauteur **165 ± 5 mm** chacun.
- **5^e tiroir** : hauteur **250 ± 5 mm**.
- Tous les tiroirs sont équipés de coulisses à fermeture amortie et leur intérieur est doté de pièces de séparation.
- Côté gauche du chariot : plateforme pour défibrillateur, support pour bouteille d'oxygène
- Côté droit du chariot : planche à écrire escamotable, poubelle couverte de 20 L
- Arrière du chariot : pied de perfusion réglable en alliage d'aluminium à 2 crochets avec base de montage, planche de RCP
- Roulettes de 5 pouces, dont 2 avec frein