


CATALOGUE


CONSOMMABLE MEDICAL PARAMEDICAL

REF.	DESIGNATION	DESCRIPTIFS	PRIX-TTC (DHS)
26067P	AIGUILLE SPINALE PONCTION LOMBAIRE G18 90MM VOIR AUTRES DIMENSIONS  Marque : 	• Aiguille spinale métallique pour ponction lombaire • G.18 • Longueur 90 mm • Avec biseau de Quincke • Embase de couleur normalisée : Rose • Avec mandrin obturateur métallique muni d'un ergot de position et protecteur de stérilité • Emballage individuel • Stérile • A usage unique • Conserver dans un endroit sec, à l'abri du soleil, de la pluie et de l'humidité. • Durée de validité : 5 ans	Nous consulter Brut
26060P	AIGUILLE SPINALE PONCTION LOMBAIRE G19 90MM  Marque : 	• Aiguille spinale métallique pour ponction lombaire • G.19 • Longueur 90 mm • Avec biseau de Quincke • Embase de couleur normalisée : Beige • Avec mandrin obturateur métallique muni d'un ergot de position et protecteur de stérilité • Emballage individuel • Stérile • A usage unique • Conserver dans un endroit sec, à l'abri du soleil, de la pluie et de l'humidité. • Durée de validité : 5 ans	Nous consulter Brut

**AIGUILLE SPINALE
PONCTION
LOMBAIRE G20
90MM**



Marque :



- Aiguille spinale métallique pour ponction lombaire
- G.20
- Longueur 90 mm
- Avec biseau de Quincke
- Embase de couleur normalisée : Jaune
- Avec mandrin obturateur métallique muni d'un ergot de position et protecteur de stérilité
- Emballage individuel
- Stérile
- A usage unique
- Conserver dans un endroit sec, à l'abri du soleil, de la pluie et de l'humidité.
- Durée de validité : 5 ans

**Nous
consulter
Brut**

**AIGUILLE SPINALE
PONCTION
LOMBAIRE G22
90MM**



Marque :



- Aiguille spinale métallique pour ponction lombaire
- G.22
- Longueur 90 mm
- Avec biseau de Quincke
- Embase de couleur normalisée : Noire
- Avec mandrin obturateur métallique muni d'un ergot de position et protecteur de stérilité
- Emballage individuel
- Stérile
- A usage unique
- Conserver dans un endroit sec, à l'abri du soleil, de la pluie et de l'humidité.
- Durée de validité : 5 ans

**Nous
consulter
Brut**

**AIGUILLE SPINALE
PONCTION
LOMBAIRE G25
90MM**



Marque :



- Aiguille spinale métallique pour ponction lombaire
- G.25
- Longueur 90 mm
- Avec biseau de Quincke
- Embase de couleur normalisée : Orange
- Avec mandrin obturateur métallique muni d'un ergot de position et protecteur de stérilité
- Emballage individuel
- Stérile
- A usage unique
- Conserver dans un endroit sec, à l'abri du soleil, de la pluie et de l'humidité.
- Durée de validité : 5 ans

**Nous
consulter
Brut**

**AIGUILLE RACHI-
ANESTHÉSIE AVEC
INTRODUCTEUR G27
90 MM VOIR AUTRES
DIMENSIONS**

26093P



Marque :



- Aiguille pour rachianesthésie
- G.27
- Longueur 90 mm
- Embase de couleur normalisée : Grise
- Emballage individuel
- Stérile
- A usage unique

**Nous
consulter
Brut**

**AIGUILLE RACHI-
ANESTHÉSIE AVEC
INTRODUCTEUR G26
90 MM**

26098P



Marque :



- Aiguille pour rachianesthésie
- G.26
- Longueur 90 mm
- Embase de couleur normalisée : Marron
- Emballage individuel
- Stérile
- A usage unique


**Nous
consulter
Brut**

**AIGUILLE RACHI-
ANESTHÉSIE AVEC
INTRODUCTEUR G25
90 MM**

26103P



Marque :



- Aiguille pour rachianesthésie
- G.25
- Longueur 90 mm
- Embase de couleur normalisée : Orange
- Emballage individuel
- Stérile
- A usage unique

**Nous
consulter
Brut**

**AIGUILLE RACHI-
ANESTHÉSIE AVEC
INTRODUCTEUR G22
90 MM**



- Aiguille pour rachianesthésie
- G.22
- Longueur 90 mm
- Embase de couleur normalisée : Noire
- Emballage individuel
- Stérile
- A usage unique

Marque :



**Nous
consulter
Brut**

**ABAISSÉ LANGUE EN
BOIS VOIR AUTRES
DIMENSIONS**



- • Abaisse langue
- • Non stérile
- • A usage unique
- • Dim. Adulte : 150 x 18 x 1.6mm

Marque :



**Nous
consulter
Brut**

**ABAISSÉ LANGUE EN
BOIS**



- • Abaisse langue
- • Non stérile
- • A usage unique
- • Dim. Enfant : 120 x 14 x 1.6mm

Marque :



**Nous
consulter
Brut**