

FAUTEUIL DE DIALYSE ELECTRIQUE 3 FONCTIONS PREMIUM

Réf.: SKE-136

SAIKANG Medical

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

- Dimensions totales : 2020 mm × 600 mm (±10 mm)
- Réglages électriques :
- Dossier (0° à 70°)
- Repose-jambes (-50° à 0°)
- Hauteur d'assise (620 à 870 mm)
- Accoudoirs rotatifs à 270° et inclinables à 180°
- Repose-pieds réglable avec distance de 150 mm
- Fonction CPR (dégagement rapide en cas d'urgence)

Équipements inclus :

- Télécommande

- Port USB
- Roulettes freinées
- Tablettes
- Appuie-tête amovible
- Coussin
- Epaisseur du matelas de 90 mm