

FAUTEUIL ROULANT ALUMINIUM ADULTE EN NYLON ULTRA LEGER

Réf.: JX952LCQ



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Fauteuil roulant de transport malade léger pliable avec freins
- Dossier fixe.
- Constitué d'un châssis robuste en aluminium tube rond avec soudure de haute qualité garantissant la fiabilité et la durabilité.
- Toile de siège et du dossier en nylon rembourré
- Fauteuil avec repose-jambes inclinables et marchepieds réglables
- Accoudoirs latéraux réglables et rabattables
- Roues à rayons arrière de 60/50 cm avec pneus pleins
- Largeur d'assise : 45 cm.
- Profondeur d'assise : 40 cm.
- Hauteur d'assise : 48 cm.

- Dimensions (L x l x H) : 109 x 65 x 90 cm.
- Capacité de charge : 120 kg.