

FAUTEUIL ROULANT CHROME ADULTE EN NYLONDOSSIER INCLINABLE

Réf.: JX951B-56



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

Fauteuil roulant manuel à châssis pliant en acier

- Accoudoirs escamotables
- Poignées supérieures à pousser
- Dossier pliant fixe
- Toile de siège et du dossier en nylon rembourré
- Repose-jambes montants et démontables
- Repose-pieds escamotables à l'intérieur et l'extérieur avec palettes réglables en hauteur et en inclinaison
- Freins manuels des deux côtés à tirer et à pousser
- Dimensions de l'assise : L.50 X P.42 cm
- Capacité de charge : 125 Kg