

## FAUTEUIL-SCOOTER ELECTRIQUE

Réf.: JX052T



**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC

### Caractéristiques:

- Guidon manette orientable
- Contact à clé de mise en marche
- Klaxon d'alarme
- Siège+ Dossier Véhicule confortables
- Siège en simili cuir noir réglable en hauteur
- Rotation Siège 360° à vérin
- Dossier rabattable
- Assise de 44 cm,
- Accoudoirs escamotables et démontables
- 4 Roues en plastique de 20 cm
- 2 petites roues d'équilibrages en arrière.
- Lumière devant LED

- Panier en plastique détachable
- petit parechoc en devant
- Capacité max. : 120 kg
- Distance : 16 Km (autonomie 2 heures)
- 01 Moteur : 24V 180W
- Vitesse : 1 à 8km/h
- Batterie : 24 V 13 AH
- Dimension Ext. : 111x49x98 cm
- Poids: 40 kg NET/ 42 kg Brut