

## LIT ELECTRIQUE 3 FONCTIONS SUP 3

Réf.: JDC03-3



**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

- Moteur électrique
- Structure en Epoxy
- Tête et pieds de lit en ABS amovibles
- Ridelles en ABS rabattables de hauteur: 34 cm (4 pcs)
- Télécommande (1 pc)
- affichage de l'inclinaison sur les ridelles
- Potence télescopique à 2 crochets (1 pc)
- Crochets pour poches à urine
- Roues en ABS silencieuses de 12.cm de diamètre, dont 4freins
- Option CPR

**3 Fonctions :**

- Relève Buste : 70 °
- Relève Jambe : 15 °
- Réglage en hauteur : 430-700 mm
- Dimensions : 2000 x 900 x 500-700 mm