

LIT ELECTRIQUE 3 FONCTIONS

Réf.: V6V

SAIKANG Medical

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

- Dimensions extérieures (L x l x H) : 2085 x 1025 x 430-740 mm \pm 10 mm
- Plateforme du matelas : 1925 x 900 mm \pm 10 mm
- Réglage du dossier : 75° \pm 10°
- Réglage du repose-genoux : 46° \pm 10°
- Retenue de matelas intégrée au dossier et aux genoux, amovible pour une stérilisation adéquate
- Moteur linéaire : 3 pièces
- Télécommande manuelle : indice de protection IP
- Roulettes à coque rigide 5" : 4 pièces
- Rehausse latérale en PP : 1 jeu
- Extrémités de lit en PP enfichables, avec verrouillage de sécurité : 1 jeu

- Roues de protection (diamètre 65 mm) : 4 pièces
- Support pour potence IV : 1 jeu
- Prédiposition pour potence IV : 4 pièces
- Crochet de drainage : 2 pièces
- Batterie