

LIT HOPITAL MECANIQUE AVEC MATELAS JUNIOR 2 FONCTIONS

Réf.: CX2x

SAIKANG Medical

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

Lit médical pour enfants au design robuste avec **cadre en acier plié et soudé**, sans angle mort, pour une finition esthétique et durable.

- **Plastique ABS** stérilisable jusqu'à 100°C.
- **Acier Baosteel** avec peinture époxy antibactérienne, résistant aux chocs jusqu'à 50?kg.
- **Commande manuelle** par manivelles (2 fonctions).
- **Ridelles aluminium** relevables.
- **Tête et pied de lit** en PP.
- **Dimensions externes (L x l x H)** : 1910 x 930 x (575 à 1260) mm
- **Hauteur du lit** : 575 mm
- **Plateforme pour matelas** : 1775 x 710 mm
- **Réglage du dossier** : 0 à 70° (±10°)

- **Réglage du repose-jambes** : 0 à 45° ($\pm 10^\circ$)
- **Accessoires inclus** :
 - Crochets de drainage en plastique mobile
 - Potence à perfusion en inox
 - Porte-objet