

PANSEMENTS CURE AID - WATERPROOF

Réf.: CURE-1972



Pharmaplast

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC

Caractéristiques:

Pansements micro perforés, en Polyéthylène, imperméable.

- Pansements découpés pour les premiers soins, comportant une compresse absorbante
- Adhésif acrylique très hypoallergénique, résistant au lavage
- Plusieurs formes disponibles par boîte - Emballage individuel
- Boîte de 20
- Dim : 7 x 1.90 cm