

PHARMA-POP BANDE PLATREE 3M X 15CMM

Réf.: PLA135



Pharmaplast

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC

Caractéristiques:

Bandage pour la prise rapide de plâtre avec une immersion réduite

- Immobilisation de tous types de fractures, des os et des joints malades
Correction des déformations
- Excellentes capacités de moulage-Temps d'immersion 3 à 4 secondes seulement
- Réglage initial de 3 à 4 minutes, pour une immersion dans l'eau à 20° C
- Faible perte de plâtre
- Boite de 12